



TN1-50 试剂



TN2-50 试剂



海阳市宏信环境监测

TN3-50 试剂（此试剂随时使用随时配制，以下以配制 50ml TN3 为例）



注意事项:

1. 请使用分析纯或以上级的硫酸($\rho(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1.84\text{g/mL}$), 性状为无色透明液体。因硫酸具有吸水性, 试剂配置完成后应立即密封存储, 切勿长时间暴露于空气中。
2. 整瓶试剂只能一次性配制, 请勿将整瓶试剂分开配制或称量后分批次配制。请勿将不同批次试剂混合使用。
3. 试剂请由化学专业人员保管, 保存时请远离高温、明火。
4. 试剂配制过程必须由化学专业人员进行操作, 应注意小心操作, 避免操作和使用事故发生。
5. 试剂开封后请勿长时间放置, 应尽快配制使用, 并保证在说明书中标注的有效期内。